



KOMPETENZ
IN ZAHNTECHNIK



MG-Technik
WIRONIUM® plus®

BEGO 
Miteinander zum Erfolg

März 2011



Unterkiefer

Unilateraler Modellguß zum Ersatz von 2 Molaren. Sublingualbügel mit Halte- u. Stützelementen, Haarnadelklammer an Zahn 35, da hier der retentive Bereich im distalen Bereich liegt.

Oberkiefer

Unilaterale Modellgußbasis zum Ersatz von 2 Molaren. Transversaler Verbinder mit Halte- u. Stützelementen.